

iQ CATH

Cateteri ed accessori



MANFRED SAUER GMBH

Hersteller von Medizinprodukten



Da quasi 40 anni produciamo soluzioni per la continenza, sviluppate da persone con questo tipo di disturbi per persone con gli stessi problemi. La nostra azienda di media dimensione offre, oltre ai cateteri e agli ausili illustrati in questo catalogo, un vasto programma d'ausili per la continenza, in grado di soddisfare le esigenze individuali più diverse, contribuendo così in modo decisivo al miglioramento della qualità della vita.


Per quanto riguarda i nostri prodotti, facciamo particolare attenzione alla sicurezza, all'affidabilità ed alla facilità di impiego, tenendo tuttavia conto, per quanto possibile, delle esigenze individuali dei clienti. Anche nel corso delle consulenze cerchiamo di dare una risposta alle domande e alle richieste di ciascun cliente. A questo scopo abbiamo a disposizione un team di consulenti, che conoscono per esperienza personale la maggior parte dei problemi di continenza.

A pagina
14 trova i dati
del Suo con-
sulente.

4-6 volte al giorno, 150 volte al mese, 1800 volte all'anno: così spesso chi pratica l'autocaterismo intermittente infila il catetere nell'uretra per svuotare la vescica. In questi casi è di fondamentale importanza la qualità e la sicurezza nell'uso dei cateteri, soprattutto per gli uomini! Il catetere IQ-Cath possiede le caratteristiche necessarie, perchè anche Lei possa cateterizzarsi in modo sicuro e delicato per molti anni!




IQ ***CATH***






Incurvature nell' uretra ostacolano l'introduzione del catetere aumentando il pericolo di lesioni.

Una prostata ingrossata o uno sfintere spastico complicano il passaggio del catetere nella vescica.



Cicatrizzazioni dovute a microtraumi (piccolissime ferite dell'uretra) comportano un rapporto più difficile con il catetere.

Stenosi (restringimenti dell'uretra) rendono a volte impossibile l'uso di un catetere tradizionale.



Negli uomini l'uretra è lunga 20–25 cm. L'anatomia (curva bulbare) ed i cambiamenti dell'uretra dovuti a ferite o a malattie, possono rendere difficile l'introduzione del catetere. Per questo finora si usava un catetere di diametro più contenuto. Cateteri più sottili ed appuntiti possono tuttavia provocare più frequentemente ferite e altri problemi a lunga scadenza. È proprio in questi casi che si dimostra la validità dell'IQ-Cath: la testa arrotondata e flessibile, prenotata per il brevetto, e la parte anteriore morbida consentono di praticare un cateterismo senza rischi.



Testa arrotondata

La nuova, morbida sfera trova quasi automaticamente la via della vescica, impedendo che la testa del catetere si impigli nell'uretra, provocando lesioni.



Zona morbida

Grazie alla combinazione della testa arrotondata con la parte anteriore flessibile, l'IQ-Cath è in grado di seguire il percorso dell'uretra senza esercitare una pressione eccessiva.

Occhielli arrotondati

Gli occhielli del catetere sono arrotondati sia all'interno che all'esterno per escludere qualsiasi tipo di lesione dell'epitelio di rivestimento dell'uretra.



I cateteri tradizionali sono o rigidi – facili da spingere ma in grado di provocare lesioni – oppure morbidi – delicati ma più difficili da introdurre. L'IQ-Cath unisce le due caratteristiche positive avendo una parte rigida ed una zona anteriore morbida con testa flessibile. In questo modo l'IQ-Cath può seguire facilmente il percorso dell'uretra ed essere spinto agevolmente, oltrepassando possibili restringimenti o zone problematiche – garantendo così un cateterismo delicato e sicuro!



Catetere monouso con strato idrofilo

per uomo – lunghezza 43 cm

CH	Nr. d'ord.	CH	Nr. d'ord.
----	------------	----	------------

Non pronto per l'uso – attivabile con soluzione salina non compreso nella confezione

●	10	IQ 2004.10	●	10	IQ 2014.10
○	12	IQ 2004.12	○	12	IQ 2014.12
●	14	IQ 2004.14	●	14	IQ 2014.14
●	16	IQ 2004.16	●	16	IQ 2014.16
●	18	IQ 2004.18	●	18	IQ 2014.18



Pronto per l'uso – con cloruro di sodio 0,9% – attivabile con contenitore di soluzione salina esterno

●	10	IQ 2704.10	●	10	IQ 2714.10
○	12	IQ 2704.12	○	12	IQ 2714.12
●	14	IQ 2704.14	●	14	IQ 2714.14
●	16	IQ 2704.16	●	16	IQ 2714.16
●	18	IQ 2704.18	●	18	IQ 2714.18



senza confezione

con imballo aggiuntivo


Catetere monouso per l'uso con gel lubrificante

per uomo – lunghezza 43 cm

CH	Nr. d'ord.	CH	Nr. d'ord.
----	------------	----	------------

Non pronto per l'uso – attivabile con gel lubrificante non compreso nella confezione

○	12	IQ 3004.12	○	12	IQ 3014.12
●	14	IQ 3004.14	●	14	IQ 3014.14
●	16	IQ 3004.16	●	16	IQ 3014.16




Pronto per l'uso con gel lubrificante – attivabile con gel lubrificante integrato nella confezione

○	12	IQ 3104.12	○	12	IQ 3114.12
●	14	IQ 3104.14	●	14	IQ 3114.14
●	16	IQ 3104.16	●	16	IQ 3114.16



Pronto per l'uso con gel lubrificante – attivato con gel lubrificante già applicato


●	10	IQ 3204.10
○	12	IQ 3204.12
●	14	IQ 3204.14
●	16	IQ 3204.16
●	18	IQ 3204.18



Immediatamente pronto!

Pronto per l'uso con gel lubrificante – attivabile con gel lubrificante integrato nella confezione e sacca di raccolta dell'urina

○	12	IQ 3604.12	○	12	IQ 3614.12
●	14	IQ 3604.14	●	14	IQ 3614.14
●	16	IQ 3604.16	●	16	IQ 3614.16



senza confezione

con imballo aggiuntivo

Ogni pacco contiene 30 cateteri.

L'IQ-Cath è disponibile in due versioni: idrofilo, con uno strato per essere utilizzato con acqua (soluzione di cloruro di sodio) o per l'uso con gel lubrificante – decide l'utilizzatore! Entrambe le versioni sono disponibili come catetere 'puro' oppure pronto per l'uso, con contenitore d'acqua o di gel. La versione per l'uso con gel e anche disponibile con sacca di raccolta dell'urina.



**Con strato
idrofilo**



**Uso con gel
lubrificante**





Cath-Hand

Ausilio per la presa del catetere, ideato per persone tetraplegiche al fine di facilitare l'autonomia del cateterismo intermittente. L'apertura e la chiusura vengono effettuate mediante la parte rimanente dell'estensore carporadiale.

1 pezzo per destrimani
per mancini


Nr. d'ord. 110.50
Nr. d'ord. 110.55

Ergohand

Ideata per tetraplegici come ausilio per l'introduzione del catetere. Pulizia con disinfettante o mediante sterilizzazione a vapore.

1 pezzo

Nr. d'ord. 110.78



Freehand Textilhalter

Per sollevare in modo sicuro e fissare pantaloni e altri abiti.

1 pezzo

Nr. d'ord. 110.76

Lo sviluppo degli ausili per autocateterismo intermittente è avvenuto in stretta collaborazione con persone interessate (tetraplegici e paraplegici) ed ergoterapisti. Il nostro obiettivo era di permettere ovvero di rendere più facile la realizzazione autonoma e sicura del cateterismo intermittente.

Sostegno del pene

Per fissare ed estendere il pene durante il cateterismo. Disponibile in due misure.

1 pezzo alto 2 cm (blu)
 alto 4 cm (verde)
Set alti rispettivamente 2 e 4 cm

Nr. d'ord. 110.60

Nr. d'ord. 110.61

Nr. d'ord. 110.62





Cuscino divaricatore per ginocchia

È un cuscino gonfiabile per divaricare e fissare le ginocchia, facile da trasportare.

1 pezzo piccolo, largo 24 cm
grande, largo 30 cm
Specchio con chiusura a strappo

Nr. d'ord. 110.01
Nr. d'ord. 110.02
Nr. d'ord. 110.31





Divaricatore per ginocchia tipo S


Per divaricare e fissare le ginocchia. Larghezza regolabile.

1 pezzo piccolo, 15–23 cm
grande, 24–40 cm

Nr. d'ord. 110.06
Nr. d'ord. 110.07



Spingere



Divaricatore per ginocchia tipo M

Per divaricare e fissare le ginocchia. Larghezza regolabile in 5 gradini.

1 pezzo Divaricatore per ginocchia M
Specchio con supporto
Lampadina
Divaricatore per ginocchia M
con specchio, supporto e lampadina

Nr. d'ord. 110.05
Nr. d'ord. 110.32
Nr. d'ord. 110.36
Nr. d'ord. 110.10



Ergohand

Ideata per tetraplegici come ausilio per l'introduzione del catetere. Pulizia con disinfettante o mediante sterilizzazione a vapore.

1 pezzo

Nr. d'ord. 110.77

Specchio Optilux

Facilita alle donne l'introduzione del catetere, poiché grazie allo specchio è possibile vedere l'apertura dell'uretra.

1 pezzo per destrimani
per mancini
per destrimani, con lampadina
per mancini, con lampadina

Nr. d'ord. 110.70

Nr. d'ord. 110.71

Nr. d'ord. 110.72

Nr. d'ord. 110.73



Descrizione Nomenclatore Tariffario	Codice ISO	Quantitativi concedibili	Prodotto IQ-Cath	Descrizione
Catetere monouso, autolubrificante, in materiale ipoallergenico, trasparente, a varie lunghezze e diametro, non necessitante dell'uso di gel lubrificante, in confezione singola sterile	09.24.06.012	120 pz al mese	IQ 2004.xx	Catetere monouso autolubrificante Idrofilo
			IQ 2014.xx	Catetere monouso autolubrificante Idrofilo con imballo addizionale
			IQ 2704.xx	Catetere monouso autolubrificante Idrofilo con contenitore di soluzione salina esterno
			IQ 2714.xx	Catetere monouso autolubrificante Idrofilo con contenitore di soluzione salina esterno e imballo addizionale
			IQ 3104.xx	Catetere monouso autolubrificante al gel e contenitore di gel integrato
			IQ 3114.xx	Catetere monouso autolubrificante al gel e contenitore di gel integrato con imballo addizionale
			IQ 3204.xx	Catetere monouso autolubrificante al gel pronto all'uso – attivato
Catetere monouso, autolubrificante, in materiale ipoallergenico, trasparente, a varie lunghezze e diametro, non necessitante dell'uso di gel lubrificante, integrato in una sacca graduata in confezione singola sterile *	09.24.06.015	60 pz al mese	IQ 3604.xx	Catetere monouso autolubrificante al gel con contenitore gel e sacca di raccolta integrata
			IQ 3614.xx	Catetere monouso autolubrificante al gel con contenitore gel e sacca di raccolta integrata con imballo addizionale

* concedibile a soggetti che svolgono una attività esterna di lavoro o di studio, nonché in combinazione con il catetere di cui al cod. 09.24.06.012, ma fino ad un massimo di altri 60 pz al mese.

In caso di necessità saremo lieti di consigliarla. I nostri consulenti, essendo interessati di persona, possiedono una vasta esperienza in materia e sono in grado di fornire utili suggerimenti.

Facilita le Tue richieste in modo semplice e rapido contattando il nostro personale

Telefono **02.99045678** r.a.

Dal Lunedì al Venerdì
dalle 9,00 alle 12,00 e
dalle 15,00 alle 18,00

Fax **02.91084256**

Email **info@manfredsauer.it**

Visita il nostro sito web

www.manfredsauer.it



Offerto da



MANFRED SAUER GMBH

Hersteller von Medizinprodukten

MANFRED SAUER GMBH • 74931 Lobbach • Germany
MANFRED SAUER ITALIA S.R.L. • Viale della Repubblica 28 • 20037 Paderno Dugnano (MI)
Tel. 02.99045678 r.a. • Telefax 02.91084256 • info@manfredsauer.it • www.manfredsauer.it